

DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE MESA



SD5 Y SD6

Los Detectores de Latidos de Mesa Ultrasónicos SD5 y SD6 son un desarrollo innovativo en la categoría de Detectores de Latidos de Edan. La tecnología de transmisión infrarroja avanzada brinda verdaderamente la libertad de a las aplicaciones clínicas OB. El transductor inalámbrico y su soporte rodable le permite un ambiente de trabajo convenientemente perfecto que le permite poner total atención a los pacientes. Las series SD poseen una pantalla informativa de cristal claro que le brindan un valor de fuente amplia de FHR con tecnología de cálculo avanzada que le permite examinar a mujeres con 10 semanas de gestación.

Especificaciones Técnicas

Características Físicas

Tamaño:

Unidad Principal: 265 x 155 x 180 mm

Sonda : 140 x 40 x 32 mm

Peso:

Unidad Principal: 1.7 kg (con batería y transductor)

Transductor: 85g (SD5) , 120 g (Sd6)

Suministro de Energía Unidad Principal:

V AC: 100V-240V~

Frecuencia : 50/60 Hz

DC: 7.2 V (EDAN le brinda la batería de NH-MH))

Transductor (Solo SD6):

DC: 3.7 V (EDAN le brinda la batería de litio)

DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE MESA

Pantalla :

Dimensiones: 62.0 (Ancho) x 44.0 (Altura) mm
Pantalla de 128* 64 pixeles.

Performance del FHR:

Rango de Medida FHR: 50 lpm – 210lpm.
Resolución: 1 lpm
Exactitud: ± 3 lpm

Grabación y Funcionamiento:

Longitud de Grabación: 240s

Luz Posterior:

Blanca: Dos modos Ajustables : APAGAR , ENCENDER

Salida de Audio de Energía: 2W

Gancho del Audifono: 3.5 mm

Apagado Automático:

1 minuto / 3 minutos sin señal o sin operación

Baterías:

Unidad Principal: Batería Ni-Mh
Trabajo Continuo por más de 10 horas
Transductor: Batería de Litio (Solo D6)
Trabajo Continuo por 3 horas.

Ultrasonido:

Frecuencia Normal: Transductor de 2.0 MHz Transductor de 3.0 MHz
Frecuencia de Trabajo: Transductor de 2.0 MHz $\pm 10\%$
Transductor de 3.0 MHz $\pm 10\%$

