

SONOTRAX BASIC A



Diseño Ergonómico, Compacto y Liviano.
Con cantos redondeados para utilizar con la mano.
Con "Backlight" Luz de fondo.
Indicador de Nivel de Batería.
Parlante Incluido.
Operación con pilas alcalinas de 1.5 Vdc AA.
Con autonomía de 09 horas de uso continuo.
Presición el la Medición de la Fetocardia, ofreciendo un sonido mas claro.
Transductor Ultrasónico Tamaño Compacto.
Reúne los requisitos necesarios para exámenes de rutina en obstetricia.
Indicado para auscultaciones simple.

Especificaciones Técnicas

Pantalla:	LCD de 45x25mm.
Rango:	50 ~ 210bpm.
Resolución:	1 bpm.
Tiempo de grabación:	240s.
Potencia de salida de audio:	0.5W.
Apagado automático:	1 minuto sin señal o sin operación.
Tamaño:	32 (profundidad) x 85 (ancho) x 138 (altura) mm.
Peso:	290 ± 5 g (incluyendo una batería).

Probe de ultrasonido:

Transductor:	Piezo eléctrico ultrasónico
Modo de operación:	Onda Continua
Frecuencia:	2 Mhz (Opcional: 3, 4 y 8 Mhz.)
Potencia:	< 10 Mw/cm2 (ISATA)