



FD1

NUEVA VERSION 2023

EI DOPPLER FD1 es de gran versatilidad con la ventaja añadida de mostrar la frecuencia cardíaca fetal. El transductor de alto rendimiento y permite una detección fiable del inicio de la gestación hasta el parto..

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Amplifica los sonidos del pulso fetal e indica el régimen del pulso.
- Probe: fija de 2 mhz.
- Tamaño : 5.5" x 3" x 1"
- Gran Pantalla LCD de alto contraste de FHR en números grandes
- Fuente de energía : batería 9v
- Vida de batería: aproximadamente 250 exámenes de un minuto bajo circunstancias normales.
- Apagado automático: después de 3 minutos de la última señal.

INCLUYE

- Gel
- Batería 9 volt.
- Manual del usuario.



Vial Medic

Equipos Médicos y Laboratorio

Calle Julio Bellido 660 - San Juan de Miraflores
Celular / WhatsApp: 942 156 147
www.vialmedic.com · consultas@vialmedic.com

