



E12

DESCRIPCIÓN

Introducción

El E12 es un electrocardiógrafo que puede recolectar señales de ECG de 12 derivaciones simultáneamente e imprimir formas de onda de ECG con un sistema de impresión térmica. Incluye grabación y visualización de formas de onda de ECG en modo automático/manual; medir, analizar y diagnosticar automáticamente los parámetros de forma de onda de ECG; solicitando "Inicio" y "Falta de papel", etc.

Función

- 1) Pantalla con 1280 * 800 puntos LCD en color de alta resolución de 10,1 pulgadas, funciona con pantalla táctil o botones de función, lo cual es conveniente y rápido.
- 2) Colección de sincronización para ECG de 12 derivaciones, soporte para visualización de forma de onda de 12 derivaciones y Cabrera, adopte tecnología de procesamiento de señal digital y obtenga ECG de alta calidad a través del filtro de frecuencia eléctrica, el filtro de referencia, el filtro EMG y el filtro de paso bajo para ECG. señales.



Vial Medic

Equipos Médicos y Laboratorio

Calle Julio Bellido 660 - San Juan de Miraflores
Celular / WhatsApp: 942 156 147
www.vialmedic.com · consultas@vialmedic.com



- 3) Visualización de la forma de onda de ECG de 3/6/12 derivaciones en una pantalla y valor de FC, modo de impresión, sensibilidad, velocidad del papel, estado del filtro, reloj, nivel de batería, líneas de fondo, datos medidos e información de interpretación, etc. Función de indicación para arranque y sobrecarga, estado de funcionamiento del sistema.
- 4) La memoria incorporada de gran capacidad puede almacenar al menos 4000 registros médicos, lo que facilita a los médicos revisar los registros médicos y la información estadística.
- 5) Los registros médicos históricos se pueden revisar, consultar, modificar, transmitir, imprimir, corregir y exportar a otros formatos de archivos electrónicos (dat, pdf, xml, bmp, jpeg, png, etc.).
- 6) Con función de comunicación inalámbrica Wi-Fi opcional. Con funciones de LAN, transmisión por cable USB. Cargue casos automáticamente, descargue informes e imprímalos.
- 7) Admite teclado, mouse, escáner e impresora estándar USB externo.

Características:

- * Pantalla LCD Full Color 10.1".
- * Posee una impresora térmica de alta resolución con sistema matriz.
- * Batería recargable que soporta mas de 50 exámenes en pacientes.
- * Velocidad de papel: 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, error: $\pm 5\%$
- * Dimensión: 340 x 320 x 91 mm.
- * Un sistema ECG Exclusivo diseñado específicamente para ayudar a los médicos a predecir y diagnosticar mejor a los pacientes con riesgos de enfermedades cardiacas.
- * Diagnostico a más de 60 exámenes de paciente.
- * 12 leads para una visualización simultánea
- * Fuente de alimentación tanto de AC y DC
- * Incluye Diagnostico.
- * Almacena más de 1000 exámenes
- * Papel registro: 210 mm (ancho) x 20m (largo)
- * Peso: 5 Kg incluyendo batería

Accesorios:

- * 01 Cable paciente
- * Electrodo para pecho
- * Electrodo para extremidades
- * 01 rollo de papel térmico
- * 01 Cable USB
- * 01 CD Software
- * Cable de alimentación
- * Cable a tierra
- * Manual de usuario en español

