

## DEFIBRILADOR MONITOR



# S8

### CARACTERISTICAS

- \* **Desfibrilación:** los modos de desfibrilación manual incluyen cardioversión sincrónica y desfibrilación asincrónica.
- \* **Electroestimulación cardíaca:** Con estimulación a demanda y modo de estimulación fija, para pacientes con paro cardíaco y arritmia lenta grave aguda, el modo de estimulación no invasiva in vitro es rápido, fácil de dominar, ahorra tiempo, además mejora la tasa de recuperación exitosa.
- \* **Monitor:** Monitorización de ECG de 5 derivaciones como estándar, las funciones de monitorización.
- \* **DEA:** El equipo aplica un algoritmo de análisis patentado y un análisis automatizado, así como una configuración conveniente para guiar al personal de emergencias clínicas en el suministro de desfibrilación y soporte vital básico.
- \* Antichoque y anticaídas, robusto y duradero. Con protección IP44, S8 evita la penetración de líquidos y se puede aplicar en un ambiente exterior complejo.



*Vial Medic*

Equipos Médicos y Laboratorio

Calle Julio Bellido 660 - San Juan de Miraflores  
Celular / WhatsApp: 942 156 147  
www.vialmedic.com · consultas@vialmedic.com



## DESFIBRILADOR MONITOR

- \* Batería de litio de gran capacidad, admite carga rápida y más de 420 veces de descargas máximas, satisface los requisitos clínicos.
- \* Con la función de auto prueba de encendido manual, automática, garantiza el uso del equipo en cualquier momento.
- \* Impresora térmica de 80 mm, las formas de onda son más claras y precisas.
- \* Admite 240 minutos de almacenamiento de grabación de voz AED, la grabación de cada paciente se puede guardar hasta 60 minutos.
- \* Revisión de numerosos eventos, almacenamiento de datos y tendencias.



**1 perilla** se puede cambiar el modo entre desfibrilación manual, electroestimulación cardiaca y DEA.

**25 tipos** de selecciones de energía

**1 s** se configurar la energía, el tiempo de rescate esta totalmente garantizado.



**1 par**, la operacion de desfibrilacion se puede completar sobre un par de electrodos tipo palas.



**2 en 1**, los electrodos tipo palas se pueden convertir en palas grandes a palas pequeñas, las cuales pueden desfibrilar tanto al adulto como al niño, respectivamente.



**Vial Medic**

Equipos Médicos y Laboratorio

Calle Julio Bellido 660 - San Juan de Miraflores  
Celular / WhatsApp: 942 156 147  
www.vialmedic.com · consultas@vialmedic.com

