



Modelo: F3

- * Monitorización gemelar.
- * Visualización de formas de ondas, numérica, mixta de las frecuencias cardiacas y contracciones uterinas.
- * Conectores independientes.
- * Grado de protección de transductores IPX 8
- * Detección de movimiento fetal automático.
- * Interface USB para transmisión de datos.
- * Conexión con central de monitoreo.
- * Capacidad máxima de almacenamiento de datos es de 60 horas.
- * Impresión por arreglo térmico.



Vial Medic

Equipos Médicos y Laboratorio

Calle Julio Bellido 660 - San Juan de Miraflores
 Celular / WhatsApp: 942 156 147
www.vialmedic.com · consultas@vialmedic.com



Especificaciones Técnicas:

Pantalla

Pantalla LCD TFT a color de 5.6”
Resolución: 640 x 480

Especificación Física

Dimensiones: 350 mm x 300 mm x 104 mm
Peso aprox.: 3.0 Kg.

Frecuencia Cardíaca Fetal

- o Transductor de ultrasonido: FHR1 y FHR2
- o Detector de pulso de ultrasonido con auto-correlación.
- o Frecuencia de Ultrasonido: 1.0 MHz $\pm$ 10%
- o Potencia promedio emitido: 10 mW/cm²
- o Rango de medición de la frecuencia cardíaca fetal: 50 a 240 lpm.
- o Resolución: 1 lpm.

Actividad Uterina

- o Transductor de Contracciones Uterinas: TOCO
- o Rango de medición: 0 a 100%.
- o Resolución: 1%
- o Modo cero: manual/automático

Registrador Térmico

- o Velocidad de impresión: 1, 2, 3 cm/minuto seleccionable
- o Papel de impresión tipo Z de 150 mm de ancho.
Información de impresión: Trazo FHR1, trazo FRH2, trazo TOCO, marca de movimiento fetal, fecha, tiempo, velocidad de impresión, ID, nombre, etc.

Suministro de Energía

- o Tensión de entrada: 220 V - 60 Hz
- o Potencia máxima: 110 VA
- o Batería recargable de Ion-Litio con autonomía de aprox. 3 horas



Vial Medic

Equipos Médicos y Laboratorio

Calle Julio Bellido 660 - San Juan de Miraflores
Celular / WhatsApp: 942 156 147
www.vialmedic.com · consultas@vialmedic.com

