

Pistola de Criocirugía



MC-120

El dispositivo cyro BIMED MC-120, utilizado por los ginecólogos durante muchos años con satisfacción, ofrece facilidad de manejo debido a su distinguido diseño ergonómico con su ajuste perfecto para las manos. El usuario no tiene que seguir presionando el gatillo debido al sistema de estabilización del gatillo. El procedimiento de descongelación se actualiza en segundos con la ayuda del sistema térmico. Las puntas de la sonda chapadas en oro le servirán durante años sin oxidación. Se ofrece con su maletín para guardar y llevar con todos sus accesorios.

MC-120

Bi/MED

Cryomed Biomedikal



Puntas de probe opcionales



0219
Microderm-cono



0219
Microderm



0519
Candiloma



0619
Cono



1038
Cono



1038
Uso general



2004
Uso general



2504
Uso general



1905
Exco-cervical



1910
Exco-endocervical



1910
Exco-endocervical especial



1920
Exco-endocervical largo



2507
Exco-cervical
Ancho



2514
Exco-endocervical
Jumbo



2526
Exco-endocervical
Jumbo



3010
Endocervical Extra
Ancho



Vial Medic

Equipos Médicos y Laboratorio

Calle Julio Bellido 660 - San Juan de Miraflores
Celular / WhatsApp: 942 156 147
www.vialmedic.com · consultas@vialmedic.com

