

TERMO ABLACIÓN

TRATAMIENTO ABLATIVO DE LESIONES CERVICALES

PRIMERO DEL MUNDO TRATAMIENTO MÓVIL

Solución portátil
Fácil de manejar
Elección de la fuente de alimentación
Varias sondas de terapia



C3 COAGULADOR CERVICAL

- * No requiere gas
- * No requiere red eléctrica
- * No requiere autoclave
- * Manejo sencillo
- * Función de temporizador
- * Protección térmica



Vial Medic

Equipos Médicos y Laboratorio



ELECCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

PARA TRATAMIENTO ESTACIONARIO / MÓVIL
O AMBOS

El C3 puede funcionar en una red eléctrica estándar para un tratamiento continuo fiable en un entorno establecido, pero además ofrece la posibilidad de conectarse a una fuente de alimentación externa, lo que permite que el dispositivo vaya donde realmente se necesita el tratamiento.

- * Alimentado por batería
- * Solo cable de alimentación
- * Batería y cable de alimentación

COAGULADOR DE FRÍO CERVICAL / C3

Coagulador Cervical C3

Dispositivo móvil para la ablación térmica de lesiones cervicales

Prevención segura, rápida y eficaz del cáncer de cuello uterino

Funciona con batería (aprox. 100 tratamientos)

Clasificación por 93/42/EEC IIa



DATOS TÉCNICOS

Conexión a la red:	100 - 240 V CA. 50/60Hz
Potencia:	70 VA
Temperatura de tratamiento:	100°C +-10%
Dimensiones:	ancho x alto x profundidad = 30x280x300mm
Mango de materiales:	Makrolón, PC blanco
Material Termo- sonda:	PPSU / VA
Material revestimiento antiadherente:	Teflón (FDA)
Peso del mango:	0,2kg
Peso de la sonda térmica:	0,1kg

DATOS DE LOS PEDIDOS

COAGULADOR CERVICAL / C3

						
C3 colocar	Mango C3	Sonda de terapia tipo plano 20 mm	Sonda de terapia tipo pezón 20 mm	Sonda de terapia tipo plano 17 mm	Protector deslizante protección térmica corta 20 mm	Calor deslizante protección térmica corta 17 mm
	6110	6120	6120N	6122	6112	6114
6100	●	●●			●●	
6102	●			●●		●●
6104	●	●		●	●	●
6105	●	●	●		●●	
6106	●		●	●	●	●

ACCESORIOS

Caja de transporte

Para tratamiento móvil en zonas rurales
Incluye soporte de mesa para un manejo limpio
Batería de iones de litio
Diferentes sondas de terapia (plana, pezón)

Sonda de terapia de acero inoxidable

El revestimiento de teflón del cabezal de la sonda evita la adhesión del tejido



DATOS DE LOS PEDIDOS

ACCESORIOS

6110	Mango sin fuente de alimentación
6130	Fuente de alimentación
6112	Deslizador 20mm
6114	Deslizador 17mm
6120	Sonda de terapia plana de 20 mm
6120N	Sonda de terapia pezón de 20 mm
6122	Sonda de terapia 17 mm plana
6150	Paquete de baterías
6159	Cable de alimentación (Paquete de batería para manejar)
6160	Adaptador de país
6170	Soporte de mesa
6190	Maletín de transporte



Vial Medic
Equipos Médicos y Laboratorio

Calle Julio Bellido 660 - San Juan de Miraflores
Celular / WhatsApp: 942 156 147
www.vialmedic.com · consultas@vialmedic.com

WISAP®
Tecnología Médica